




Varenummer 226044

Øredræn, Donaldson, Ø1,1mm, blå,  
silikone, steril



## Produktbeskrivelse

Øredræn anvendes til ventilation af mellemøret.

STERILE

## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Øredræn                                                                          |
| Varemærke                        | Donaldson                                                                        |
| Farve                            | Blå                                                                              |
| Features                         | Steril                                                                           |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Diameter                         | 1.1 mm                                                                           |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| pk    | 10 stk     | 9 cm   | 8 cm   | 8 cm  | 8906039310115 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

