

Varenummer 226051

Mavesonde, CH 22, 80cm, steril

- ✓ Store laterale huller -> effektiv drænage
- ✓ Kink-fri
- ✓ Farvekodet

Produktbeskrivelse

Mavesonde der udelukkende anvendes som aflastningssonde og til aspiration. Mavesonden indføres gennem næse eller mund gennem spiserøret til maven. Sonden er til engangsbrug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Mavesonde
Størrelse	CH 22
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC
Længde/dybde	80 cm
Steriliseringsmetode	ETO
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	39 cm	40 cm	31 cm	
stk	1 stk				5705243208408

