




Varenummer 226052

Drænfiksering, Drain-fix, S, beige, steril, til katetre fra Ch 5 - 14

- ✓ Steril fiksertion
- ✓ Fikserer effektivt dræn, katetre og slanger



Produktbeskrivelse

Drain-Fix er en steril fiksertion designet til effektivt at fiksere dræn, katetre og slanger i størrelser fra CH5 til CH22. Drain-Fix er specielt designet til at forhindre displacering og utilsigtet seponering af dræn, katetre og slanger. Produktet giver stor bevægelighed for brugeren pga. den lave profil, hvilket bl.a. gør det nemmere at klæde sig af og på. Det er muligt at bruge produktet ved brusebad, hvis det bliver midlertidigt tildækket af en form for vandtæt beskyttelse - fx badeplaster eller filmforbinding.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Drænfiksering
Varemærke	Drain-fix
Størrelse	S
Sekundær farve	Beige
Features	Steril, til katetre fra Ch 5 - 14
Materiale	PA, akryl
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	56.8 cm	22.5 cm	29.8 cm	5060038510310
pk	25 stk	21.2 cm	14.1 cm	14.1 cm	
stk	1 stk				5060038511980



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt