

Varenummer 226056

Kateterfiksering, Cath-fix, M, 6,5x5,2cm, sand



Produktbeskrivelse

Cath-fix fikserer effektivt urologiske kateter og sonder. Er komfortabelt for patienten og forebygger, at katetre og sonder bliver forskubbet. Tidsbesparende idet behovet for genplacering eller refiksering er minimal. Hudvenligt non-woven materiale, der tillader huden at ånde.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	Cath-fix
Størrelse	M
Sekundær farve	Sand
Materiale	PA, akryl
Længde/dybde	6.5 cm
Bredde	5.2 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1600 stk	15.3 cm	20 cm	10.2 cm	5060038510129
pk	100 stk	10.5 cm	7.5 cm	4.5 cm	
stk	1 stk				5060038511867



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.