

Varenummer 226067

Sugesæt, Unomedical, 3,5m, Tapered Yankauer, steril, håndtag 15,5cm, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operative indgreb ø 5,6/8,0mm, håndstyk. ø 2,6/4,6mm med vac. kontrol. Med 4 aflastningshuller.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugesæt
Varemærke	Unomedical
Størrelse	CH 12
Features	Tapered Yankauer, steril, håndtag 15,5cm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, ABS, DEHP
Længde/dybde	3.5 m
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	40 cm	31.5 cm	38 cm	5705243256843
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater