



Varenummer 226093

Pulsoximeter, Nonin, Onyx II 9550



Produktbeskrivelse

Nonin Onyx II 9550 pulsoximeter til måling af iltmætning og puls. Kan benyttes til både børn og voksne (fingertykkelse fra 8 – 26 mm). Anvender 2 styk AAA batterier som kan udføre ca. 2500 målinger. Nonin Onyx II 9550 har U.S. Military Airworthiness Certification til brug i helikopter

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Varemærke	Nonin
Model	Onyx II 9550
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.5 cm	16.5 cm	5.3 cm	833166000092



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.