



Varenummer 226093

## Pulsoximeter, Nonin, Onyx II 9550



### Produktbeskrivelse

Nonin Onyx II 9550 pulsoximeter til måling af iltmætning og puls. Kan benyttes til både børn og voksne (fingertykkelse fra 8 – 26 mm). Anvender 2 styk AAA batterier som kan udføre ca. 2500 målinger. Nonin Onyx II 9550 har U.S. Military Airworthiness Certification til brug i helikopter

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Pulsoximeter                                                 |
| Varemærke                        | Nonin                                                        |
| Model                            | Onyx II 9550                                                 |
| Certifikater                     | CE.                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                    |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN          |
|-------|------------|---------|---------|--------|--------------|
| stk   | 1 stk      | 17.5 cm | 16.5 cm | 5.3 cm | 833166000092 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.