




Varenummer 226100

Sugesæt, OP-Flex, 2,1m, hvid, Sump Yankauer, Vac kontrol, håndstk. Ø4,6/6,5 mm, uden VAC kontrol, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operationssug. OP-Flex operations sugehåndtag og sugesæt. Non-slip grip. Konstrueret i et stykke. PVC-fri plast. Latexfri. Med vakuum kontrol.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugesæt
Varemærke	OP-Flex
Størrelse	CH 20
Farve	Hvid
Features	Sump Yankauer, Vac kontrol, håndstk. Ø4,6/6,5 mm, uden VAC kontrol
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC, ABS, DEHP
Længde/dybde	2.1 m
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	40 cm	38.8 cm	31.5 cm	5705243209320
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater