



Varenummer 226135

Gynækologisk leje, Stenstrup, ST-150, 52cm, sort, skai, 2-delt, med beslag til benholder

Produktbeskrivelse

Kombineret GU- og undersøgelsesleje. bensektion kan med et enkelt greb sænkes og skydes ind under rygsektionen. Justerbar for højdeindstilling. Kapacitet: Max 300kg. Længde total 190cm, højde min:65cm, højde max:95cm. Drift 230V - 24VDC. Incl. fodkontakt og beslag til benholdere. Benholdere bestilles separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gynækologisk leje
Varemærke	Stenstrup
Model	ST-150
Farve	Sort
Features	2-delt, med beslag til benholder
Materiale	Skai
Bredde	52 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	EAN
stk					