


Varenummer 226171

## Patientkabel og elektrodesæt, Nihon Kohden, ekg, 10-leads



### Produktbeskrivelse

Løst patient EKG-kabel og elektrodesæt der passer til Cardiofax-Nihon Kohden EKG-apparat

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Patientkabel og elektrodesæt
Varemærke	Nihon Kohden
Features	Ekg, 10-leads
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	2.3 cm	1.7 cm	0.2 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.