


Varenummer 226229

Pincet, Adson, 12cm, kirurgisk, ekstra fin, med hager



Produktbeskrivelse

Anvendes til at håndtere væv hvor der ønskes et fast greb. Er velegnet til hud, fascie og muskulatur. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Adson
Features	Kirurgisk, ekstra fin, med hager
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	12 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	4.5 cm	1 cm	