

Varenummer 226240

Laryngoskop, Ø8mm, 70 grader



Produktbeskrivelse

Kan med fordel anvendes sammen med StrobeLED stroboskop

Specifikationer

Produktbetegnelse	Laryngoskop
Features	70 grader
Diameter	8 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 stk	30 cm	8.9 cm	6 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.