



Varenummer 226253

**Gynækologisk leje, Seers GP
Gynea, 1,96m x 70cm, blå,
skai, 3delt med fodkontrol, max 240 kg**

Produktbeskrivelse

Lejet er udstyret med papirrulleholder, næsehul, gynækologisk udskæring og GU-bakke i stål. Højde, rygdel og trendelenburg er el-betjent. Hovedgærdet reguleres via gasfjeder. Lejet er forsynet med fodkontrol til regulering af de elektriske dele. Bredde 70 cm, længde 196 cm, højden kan reguleres fra 50 - 103 cm. Benholdere medfølger ikke bestilles separat. Kørbar funktion aktiveres ved manuelt tryk på fodpedal placeret på begge sider i fod-ende og hovedgærde. Sikker arbejdsbelastning: 240 kg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gynækologisk leje
Varemærke	Seers
Vareserie	GP Gynea
Farve	Blå
Features	3delt med fodkontrol, max 240 kg
Materiale	Skai
Længde/dybde	1.96 m
Bredde	70 cm
Inkluderet tilbehør	Med Linak motor, næsehul, papirrulleholder, tilt og rygdel
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	210 cm	76 cm	39 cm	