



Varenummer 226254

Gynækologisk leje, Seers GP Gynea, 1,96m x 70cm, sort, elektrisk trendelenburg funktion, 3-delt m. fodkontrol, max 240 kg

Produktbeskrivelse

Seers GP Gynea behandlingsleje med papirrulleholder, næsehul, gynækologisk udkæring og GU-bakke i stål. Højden, ryglæn og trendelenburgfunktion betjenes elektrisk ved hjælp af fodkontrol. Hovedgærdet justeres via gasfjeder fra +50° til -25° for at give optimal patientpositionering.

Lejet har en bredde på 70 cm, en længde på 196 cm og kan justeres i højden fra 50 til 103 cm. Kørefunktionen aktiveres ved manuelt tryk på fodpedalen, som er placeret på begge sider af stellet i både fodenden og hovedgærde. Lejet har et antibakterielt pulverlakeret stel og en sikker arbejdsbelastning på op til 240 kg.

Benholdere medfølger ikke og skal bestilles separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gynækologisk leje
Varemærke	Seers
Vareserie	GP Gynea
Farve	Sort
Features	Elektrisk trendelenburg funktion, 3-delt m. fodkontrol, max 240 kg
Materiale	Skai
Længde/dybde	1.96 m
Bredde	70 cm
Inkluderet tilbehør	Med motor, næsehul, papirrulleholder, tilt og rygdelt og beslag til stigbøjler/benholdere
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	210 cm	76 cm	39 cm	
stk	1 stk				