



Varenummer 226258

Gynækologisk leje, Seers GP Gynea, sort, skai, elektrisk trendelenburg funktion, 3-delt med håndkontrol og fodbøjle, max 240 kg

Produktbeskrivelse

Lejet er udstyret med papirrulleholder, næsehul, gynækologisk udskæring og GU-bakke i stål. Højde, rygdal og trendelenburg er el-betjent. Hovedgærdet reguleres via gasfjeder. Lejet er forsynet med håndkontrol til betjening af de elektriske dele, samt en fodbøjle som er monteret hele vejen rundt om lejet til regulering af højden. Bredde 70 cm, længde 196 cm. Højdejusterbar fra 50 - 103 cm. Benholdere medfølger ikke, bestilles separat. Kørbar funktion aktiveres ved manuelt tryk på fodpedal, placeret på begge sider i fod-ende og hovedgærde. Sikker arbejdsbelastning: 240 kg

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gynækologisk leje
Varemærke	Seers
Vareserie	GP Gynea
Farve	Sort
Features	Elektrisk trendelenburg funktion, 3-delt med håndkontrol og fodbøjle, max 240 kg
Materiale	Skai
Længde/dybde	1.96 m
Bredde	70 cm
Inkluderet tilbehør	Med Linak motor, næsehul, papirrulleholder
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	210 cm	76 cm	39 cm	
stk	1 stk				