



Varenummer 226262

**Undersøgelsesleje, Seers Medicare,
1,96m x 65cm, sort, 2-delt, med
håndkontrol, max 240 kg**

Produktbeskrivelse

Seers Medicare justerbart elektrisk undersøgelsesleje med næsehul og papirrulleholder. Lejet er beregnet til at understøtte patienter under forskellige behandlinger og undersøgelser, og er konstrueret til at give optimal komfort og støtte. Lejet har en stærk og robust ramme, der er konstrueret af høj kvalitet stål og belagt med en holdbar pulverlakering for at forhindre rust og korrosion. Højden kan justeres elektrisk fra 50 - 95 cm, hovedgærdet justeres med gasfjeder fra -25° to 75°, hvilket gør det muligt at tilpasse lejet til forskellige behandlinger og undersøgelser. Lejet er dækket af en tyk og blød polstring, der er let at rengøre og desinficere. Polstringen er også flammehæmmende og antistatisk, hvilket gør den sikker og egnet til brug i medicinske miljøer. Seers Medical SM2560 har en imponerende belastningskapacitet på op til 250 kg, og er udstyret med hjul, som nemt udløses ved hjælp af pedalerne på siden af lejet. Længde: 196 cm. Bredde: 65 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelsesleje
Varemærke	Seers
Vareserie	Medicare
Farve	Sort
Features	2-delt, med håndkontrol, max 240 kg
Materiale	Skai
Længde/dybde	1.96 m
Bredde	65 cm
Inkluderet tilbehør	Med motor, næsehul, papirrulleholder
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 undefined	210 cm	76 cm	39 cm	
stk	1 stk				