



Varenummer 226266

Undersøgelsesleje, Seers Sterling, 1,89m x 63cm, sort, 2-delt med håndkontrol, max 200 kg

Produktbeskrivelse

Seers sterling 2 delt justerbart elektrisk undersøgelsesleje med næsehul og papirrulleholder. Lejet er beregnet til at understøtte patienter under forskellige behandlinger og undersøgelser, og er konstrueret til at give optimal komfort og støtte. Lejet har en stærk og robust ramme, der er konstrueret af høj kvalitet stål og belagt med en holdbar pulverlakering for at forhindre rust og korrosion. Højden kan justeres elektrisk, hovedgærdet justeres med gasfjeder fra -20° to +85°, hvilket gør det muligt at tilpasse lejet til forskellige behandlinger og undersøgelser. Lejet er dækket af en tyk og blød polstring, der er let at rengøre og desinficere. Polstringen er også flammehæmmende og antistatisk, hvilket gør den sikker og egnet til brug i medicinske miljøer. Seers sterlig leje har en belastningskapacitet på op til 200 kg, og er udstyret med fire kraftige hjul, hvoraf 2 af dem er låsbare. Længde: 190 cm. Bredde: 63 cm. Højde: Justerbar fra 46 til 99 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelsesleje
Varemærke	Seers
Vareserie	Sterling
Farve	Sort
Features	2-delt med håndkontrol, max 200 kg
Materiale	Skai
Længde/dybde	1.89 m
Bredde	63 cm
Inkluderet tilbehør	Med motor, næsehjul, papirrulleholder
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 undefined	210 cm	76 cm	39 cm	
stk	1 stk				