



Varenummer 226280

EKG-elektrode, White Sensor, korttidsmonitorering, trykknop



Produktbeskrivelse

WhiteSensor er en serie af standardløsninger af elektroder, som er fremstillet i den velkendte Ambu kvalitet. WhiteSensor serien tilbydes i en bred vifte af størrelser, former, geltyper og underlagsmaterialer, som gør det nemt, at vælge den optimale elektrode. WhiteSensor findes med både våd gel og fast gel og har et centreret målepunkt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	White Sensor
Features	Korttidsmonitorering, trykknop
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	24 måneder fra produktionsdag
Holdbarhed, åbnet	1 måned
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	25 cm	20.5 cm	18 cm	05707480129768
pk	60 stk	22 cm	15 cm	2 cm	05060038515223



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.