




Varenummer 226285

Speculum, Easyspec, S, 95mm, hvid, plast, selvholdende, usteril, engangs

Produktbeskrivelse

EasySpec er et ikke-sterils engangs spekulum og er udført med runde kanter og friktionsfri overflade som gør indførelsen mere behagelig for patienten. Efter indførelse kan EasySpec låses i den korrekte vinkel ved at benytte låsemekanismen. Inkl låsemekanisme ved korrekt vinkel og ergonomisk håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Speculum
Varemærke	Easyspec
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Selvholdende, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	95 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	59 cm	39.8 cm	39.8 cm	
pk	25 stk	38.5 cm	19.5 cm	19 cm	
stk	1 stk				