




Varenummer 226286

Speculum, Easyspec, M, 11,5cm, hvid, plast, selvholdende, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

EasySpec er et ikke-sterilt engangs spekulum og er udført med runde kanter og friktionsfri overflade som gør indførelsen mere behagelig for patienten. Efter indførelse kan EasySpec låses i den korrekte vinkel ved at benytte låsemekanismen. Inkl låsemekanisme ved korrekt vinkel og ergonomisk håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Speculum
Varemærke	Easyspec
Størrelse	M
Farve	Hvid
Features	Selvholdende, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast
Længde/dybde	11.5 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	59 cm	40 cm	39.8 cm	7340194301396
pk	25 stk	38.5 cm	19.5 cm	19 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.