

Produktoplysninger: Forstøvere

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Steril
770MM	770MM			Forstøver 'Opti-Mist Plus' 5 ml		10/50	50	
3771MM	3771MM			Forstøver 'Opti-Mist Plus' , 2,1 m. slange, T-mundstykke, 15 cm aerosolslange		10/50	50	
3772MM	3772MM			Forstøver 'Opti-Mist Plus' , 2,1 m. slange, maske	Voksen	10/50	50	
3773MM	3773MM			Forstøver 'Opti-Mist Plus' , 2,1 m. slange, maske	Barn	10/50	50	
4303MM	4303MM			Forstøver 'Opti-Mist Plus' Lukket System, 2,1 m. slange, T-mundstykke, 15 cm aerosolslange, ensretterventiler, filtre		10/50	50	

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *