



Varenummer 226302

Iltmaske, Opti-Mist Plus, med forstøver, 2,1 meter slange, voksen



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling, hvor ilttilskud er nødvendigt eller i forbindelse med medicingivning, hvor medicinens optagelse lettes via forstøvning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Iltmaske
Varemærke	Opti-Mist Plus
Sekundær farve	Transparent
Features	Med forstøver, 2,1 meter slange, voksen
Materiale	PVC, DEHP
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	37 cm	35.5 cm	25 cm	46945099314039
pk	10 stk	36 cm	35 cm	5 cm	26945099314035
stk	1 stk				5703538848575



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl) ftalater