




Varenummer 226305

Tre-vejshane, BD Connecta, 10cm, hvid, hvid prop, 10 cm slange



Produktbeskrivelse

BD Connecta infusionshane bruges til infusion og invasive trykmålinger. BD Connecta hanegreb gør det nemt at afgøre, om hanen er helt åben eller lukket.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tre-vejshane
Varemærke	BD
Vareserie	Connecta
Farve	Hvid
Features	Hvid prop, 10 cm slange
Materiale	PC, HDPE, PP, PVC
Længde/dybde	10 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	250 stk	59.4 cm	18.8 cm	30 cm	50382903949958
pk	50 stk	28.5 cm	18 cm	11.6 cm	30382903949954
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE