

Varenummer 226307

**Injektionsmembran, BD Q-Syte,
transparent, med splitseptum, 12 cm
slange, indre diameter 0,89 mm**



Produktbeskrivelse

BD Q-Syte™ er en desinficerbar membran af split-septum-typen. BD Q-Syte™ split septum kobles til IV-linjen for at mindske risikoen for mikrobiel kontaminering og give en mere sikker infusionsbehandling. BD Q-Syte™ med forlængerslange sikrer, at der arbejdes væk fra indstikstedet, og kan være med til at forlænge liggetiden på det perifere kateter

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Injektionsmembran
Varemærke	BD
Vareserie	Q-Syte
Sekundær farve	Transparent
Features	Med splitseptum, 12 cm slange, indre diameter 0,89 mm
Materiale	PC, PVC, silikone
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	25.7 cm	21.2 cm	22.5 cm	50382903851510



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE