



CODAN SWAN-LOCK®



Det nålefri
injektionssystem





CODAN SWAN-LOCK®

Mere sikker arbejdspraksis

Som svar på bekymringerne for stiksskader er det en glæde for CODAN at kunne tilbyde det nålefri system SWAN-LOCK®.

Dette er endnu et CODAN Produkt som forbedrer sikkerheden for både patienter og personale.

SWabable Adapter Needle-free

SWAN-LOCK® giver mulighed for nem indgift og udtræk af væsker, er nem at håndtere og giver en sikker og effektiv infektionsbarriere, hvilket reducerer risikoen for infektion af patienten eller personalet. Ved langvarig anvendelse på en patient bør SWAN-LOCK® udskiftes i overensstemmelse med hospitalets regler. Før enhver anvendelse bør SWAN-LOCK® aftørres i overensstemmelse med hospitalets regler.

Universel forbindelse

SWAN-LOCK® er kompatibel for anvendelse med Luer-Lock sprøjter og Luer sprøjter. Skønt SWAN-LOCK® uden videre kan forbindes med Luer-fittings, anbefales det at anvende Luer-Lock fittings som en ekstra sikkerhed når patienten ikke er under overvågning af personalet. Bemærk at der ikke må anvendes nåle sammen med SWAN-LOCK®.

Minimal dead-space

SWAN-LOCK® adapteren har en volumen på kun 0,09 ml, hvilket muliggør præcis dosering. Dette gør SWAN-LOCK® til en logisk tilføjelse til ethvert intravenøst indgiftssystem.





Ventilmekanisme

Ventilmekanismen i SWAN-LOCK® adapteren åbner automatisk når en sprøjte tilsluttes. Når sprøjten fjernes, lukkes forbindelsen automatisk. Resultatet er et fuldstændig lukket system som forhindrer udslip af blod eller væske og indtrængen af luft. Adapterens han-forbindelse garanterer en sikker forbindelse med katetre, stophaner og andre Luer-Lock hun-adaptore.

Flowreduktion

Det specifikke design af SWAN-LOCK® giver en meget lille flowreduktion (16 %), hvilket betyder bedre flowhastigheder i forhold til lignende systemer på markedet.


Transparent kabinet

SWAN-LOCK® er latexfri og pvc-fri og er MRI-kompatibel. Det transparente kabinet og kompakte design gør den nem at anvende og giver mulighed for visuel inspektion af væskekanalen.

SWAN-LOCK® programmet

SWAN-LOCK® kan kombineres med alle andre systemer og produkter fra CODAN og fås i en række konfigurationer, inklusive enkelte, dobbelte og tredobbelte forlængersæt, kombinationer med kontraventiler, trevejshaner og mikrofiltre, som alle er designet til at opfylde brugernes individuelle behov. SWAN-LOCK® er fuldt MRI-kompatibel. Designet giver mulighed for mange aktiveringer, hvilket gør den til et omkostningseffektivt alternativ for alle hospitalsafdelinger. I direkte samarbejde med klinikere udvikler CODAN konstant nye produkter for at opfylde de varierende krav inden for sundhedssektoren.

Optimale flowhastigheder takket være det specifikke design af SWAN-LOCK® adapteren



CODAN På verdensplan



CODAN er internationalt anerkendt som producent og leverandør af medicinske engangsartikler. CODAN Companies har mere end 1.500 ansatte over hele verden.

Navnet CODAN repræsenterer pålidelighed, kvalitet og præcision på grundlag af den erfaring og viden, som mere end 50 års udvikling og forskning har resulteret i. Vores produktionsfaciliteter og salgsorganisationer over hele verden yder førsteklasses service til alle vores kunder i sundhedssektoren.

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN PORTUGAL, S.A. · Portugal
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark



CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Stig Husted-Andersen Straße 11 · D-23738 Lensahn
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
www.codan.de

The decisive connection

CODAN Produktprogram

- Infusionssæt
- Transfusionssæt
- Forlængerslanger og connectorer
- I.V. tilbehør
- I.V. filtre og filtersystemer
- Produkter til neonatologi/pædiatrien
- Udstyr til optræk, forberedelse og administration af medicin
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect®
- CODAN ENTERAL
- Sprøjter
- Tilbehør til Invasiv blodtryksmåling
- Infusions- og sprøjtepumper
- Inkontinensprodukter
- Andet CODAN Udstyr

Det etablerede kvalitetsstyringssystem overensstemmelse med bestemmelserne i EN ISO 13485 og EU-direktivet 93/42/EØF er certificeret af de kompetente ansvarlige myndigheder. Dermed er vi berettiget til at mærke vore produkter med:

CE 0123 TÜV Product Service
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
D-23738 Lensahn

CE 0543 Presafe Denmark A/S
CODAN Steritex ApS · DK-3060 Espergærde

CE 0543 Presafe Denmark A/S
CODAN Medical ApS · DK-4970 Rødby

CE 0123 TÜV Product Service
CODAN pvb Critical Care GmbH
D-85661 Forstinning

Kontakt

CODAN DEHA ApS
Højvangen 6
DK-3060 Espergærde
Tel. +45 49 12 11 11
Fax +45 45 76 88 11
codan@codandeha.dk