



Varenummer 226312

Skålbendholdere, Ø1,6cm, hvid

Produktbeskrivelse

Skålbendholdere til gynækologisk undersøgelsesleje. Passer på gynækologiske lejer hvor diameteren på hullet i beslagene er lig med eller større end 16 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skålbendholdere
Farve	Hvid
Materiale	Plast
Diameter	1.6 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	63.8 cm	23.2 cm	16.6 cm	

