



Varenummer 226316

Iltmaske, 2,1m, transparent, 2,1 meter slange, medium koncentration, pædiatrisk, barn



Produktbeskrivelse

Medium koncentration iltmaske bruges til akut brug - fx. opvågning, mindre traumer, patienttransport. Bruges af patienter som kræver mere ilt end hvad en standard iltbrille kan levere (>6 liter / min.). Ilt koncentrationen bliver mellem 40 - 60% afhængig af patientens respirationsmønster og tidal volumen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Iltmaske
Sekundær farve	Transparent
Features	2,1 meter slange, medium koncentration, pædiatrisk, barn
Materiale	PVC, DEHP
Længde/dybde	2.1 m
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	37 cm	37 cm	13.5 cm	26945099301080
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater