



Varenummer 226328

Injektionsmembran, BD Q-Syte, transparent, med split septum, uden slange



Produktbeskrivelse

Membranen er en desinficerbar membran af split-septum-typen. Membranen kobles til IV-systemet via luer-lock, for at mindske risikoen for mikrobiel kontaminering og giver derfor en mere sikker infusionsbehandling. En membran af split-septum-typen, mindsker risikoen for kateterrelaterede infektioner i blodbanen med op til 70%, sammenlignet med en mekanisk ventil.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Injektionsmembran
Varemærke	BD
Vareserie	Q-Syte
Sekundær farve	Transparent
Features	Med split septum, uden slange
Materiale	PC, silikone
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	26.5 cm	19.8 cm	12 cm	50382903851008
pk	50 stk	12.8 cm	9 cm	10.2 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.