

Varenummer 226335

Engangskateter, Mediplast, nelaton, CH 06, 40cm, ucoated



Produktbeskrivelse

Et engangskateter som er PVC- og phtalatfri.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Mediplast
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 06
Sekundær farve	Lysegrøn
Features	Ucoated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	52.5 cm	44.5 cm	31 cm	7395502065330
pk	100 stk	50.5 cm	21 cm	9 cm	7395502065347
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt