



Varenummer 226336

Engangskateter, Mediplast, nelaton, CH 08, 40cm, ucoated, PVC-fri, steril

✓ Blød, afrundet spids for ikke at skade urinrørets slimhinde



Produktbeskrivelse

Et engangskateter som er PVC- og phtalatfri.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Mediplast
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 08
Sekundær farve	Lyseblå
Features	Ucoated, PVC-fri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	40 cm
Effektiv længde	36 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	52.5 cm	44.5 cm	30.5 cm	7395502065354
pk	100 stk	50.5 cm	21 cm	9 cm	7395502065361
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.