



Varenummer 226354

Diagnostiksæt, Welch Allyn, Pocket Plus LED, blå, i hardcase etui

Produktbeskrivelse

Welch Allyn diagnostiksæt indeholdende et Pocket Plus LED-otoskop med 2,5 X forstørrelse og insufflationsport, et Pocket Plus LED-ofthalmoskop med dioptri fra - 20 - + 20, fem åbninger bestående af lille, mellem, stor spot, fixationsspot og spaltelampe samt koboltblå lysspot. Sættet indeholder iøvrigt engangs- og flergangsøretragte, 8 håndtagsbeskytter samt 4 linsebeskytter i flere farver, 4 stk AA-alkaline batterier, hardcase etui og betjeningsvejledning. Begge apparater er med SureColor LED-pære, der har en estimeret levetid på op til 20.000 timer. Lysstyrke 6 lumen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Diagnostiksæt
Varemærke	Welch Allyn
Model	Pocket Plus LED
Farve	Blå
Features	I hardcase etui
Strømspecifikationer	AA Alkaline x 4
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	14.5 cm	5.5 cm	732094204025