



Varenummer 226355

Otoskop, Welch Allyn, Pocket LED, sort, inklusiv håndtag, 3 lumen lysstyrke



## Produktbeskrivelse

Welch Allyn Pocket LED otoskop med 2,5 X forstørrelse og insufflationsport for pneumatisk undersøgelse. Linsen kan skubbes til side, for indførelse af instrumenter i gennem otoskophovedet. Otoskopet leveres med SureColor LED-pære som sikrer ægte vævsgengivelse, LED-pære har en estimeret levetid på op til 20.000 timer. Sættet indeholder flergangsøretragte. Welch Allyn engangs øretragte og insufflationsballon kan tilkøbes. Anvender 2 styk AA-batterier.

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Otoskop                                                      |
| Varemærke                        | Welch Allyn                                                  |
| Model                            | Pocket LED                                                   |
| Farve                            | Sort                                                         |
| Features                         | Inklusiv håndtag, 3 lumen lysstyrke                          |
| Strømspecifikationer             | AA Alkaline x 2                                              |
| Certifikater                     | CE, MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Produkt- eller teststandarder    | EN 60601-1                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN          |
|-------|------------|---------|--------|--------|--------------|
| stk   | 1 stk      | 21.2 cm | 11 cm  | 5.5 cm | 732094204155 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.