



Varenummer 226358

Otoskop, Welch Allyn, Pocket Plus LED, lilla, inklusiv håndtag og etui, 6 lumen lysstyrke



Produktbeskrivelse

Welch Allyn Pocket LED otoskop med 2,5 X forstørrelse og insufflationsport for pneumatisk undersøgelse. Linsen kan skubbes til side, for indførelse af instrumenter i gennem otoskophovedet. Otoskopet leveres med SureColor LED-pære som sikrer ægte vævsgengivelse, LED-pære har en estimeret levetid på op til 20.000 timer. Sættet indeholder flergangsøretragte. Welch Allyn engangs øretragte og insufflationsballon kan tilkøbes. Anvender 2 styk AA-batterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskop
Varemærke	Welch Allyn
Model	Pocket Plus LED
Farve	Lilla
Features	Inklusiv håndtag og etui, 6 lumen lysstyrke
Strømspecifikationer	AA Alkaline x 2
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.5 cm	11 cm	5.5 cm	732094204094



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.