

Varenummer 226363

Øreoliven, EasyTymp, Ø11mm, gul, til EasyTymp og nyt MT10, paraply, engangs



Produktbeskrivelse

Øreoliven passer på easyTymp, Otowave samt den nye udgave af MT 10 tympanometret .

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øreoliven
Varemærke	EasyTymp
Farve	Gul
Features	Til EasyTymp og nyt MT10, paraply
Engangs/flergangs	Engangs
Diameter	11 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	19 cm	11.5 cm	0.1 cm	5711117080520
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.