



Varenummer 226398

Rensetråd, Proxysoft, hvid, til rengøring af probespids, engangs

Produktbeskrivelse

Rensetråden anvendes til rengøring af probespidsen på tympanometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rensetråd
Varemærke	Proxysoft
Farve	Hvid
Features	Til rengøring af probespids
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nylon
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	30 stk	14 cm	5 cm	2.5 cm	858145006421
stk	1 stk				