



Varenummer 226810

Sterilt vand, Mini-Plasco, 10 ml, solvens til parenteral anvendelse



Produktbeskrivelse

Flasken indeholder sterilt vand til injektionsvæsker og til fortynding af lægemidler til parenteral anvendelse. En sikker og nem kilde til sterile løsninger. Drejningshætten giver et sikkert greb og forhindrer forurening. Flasken kollapser under optrækning. Luer på ampullen muliggør en nålefri udtagning af væsken.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sterilt vand
Varemærke	Mini-Plasco
Features	Solvens til parenteral anvendelse
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Sterilt vand i polyethyleampuller
Rumindhold, netto	10 ml
Certifikater	CE.
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	49.9 cm	19 cm	46.6 cm	
pk	20 stk	11 cm	9.2 cm	9.2 cm	4030539169196
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.