



Produktdatablad

Sterilt vand m/knækstuds, steril, 10 ml

Varenummer: 226810



Varedeklaration

Forpakning: 20 stk pr. pakke. 50 pakker pr. kolli. Produktbetegnelse: Sterilt vand. Varemærke: Mini-Plasco. Holdbarhed: 3 år. Ingredienser/sammensætning: Sterilt vand i polyethyleampuller. Features: solvens til parenteral anvendelse. Engangs/flergangs: engangs. Rumindehold, netto: 10 ml. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produktbeskrivelse: Flasken indeholder sterilt vand til injektionsvæsker og til fortynding af lægemidler til parenteral anvendelse. En sikker og nem kilde til sterile løsninger. Drejningshætten giver et sikkert greb og forhindrer forurening. Flasken kollapseder under optrækning. Luer på ampullen muliggør en nålefri udtagning af væsken. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.