



Varenummer 226811

Skyllevæske, 30 ml, NaCl 0,9%, isotonisk, steril



Produktbeskrivelse

Steril skyllevæske af isotonisk NaCl 0,9%. Anvendes til skylning af sår og øjne. Til soignering af sår og hud. Kan desuden anvendes til skylning af øjne, til fyldning af vandfordamper, samt til skylning og rengøring af instrumenter. Må ikke anvendes til IV brug. Er til engangsbrug og kasseres efter brug. Bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skyllevæske
Features	NaCl 0,9%, isotonisk, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingrediensliste	Sodium chloride 0.9%, PE bottle, sodium chloride 9g water for injection to 1000 ml. Osmolality approx./n.300 mosm/kg H ₂ O. pH approx./n.6. ISOTONIC.
Rumindhold, netto	30 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke bruges til injektion. Bruges kun hvis væsken er klar og beholderen intakt.
Holdbarhed	3 år fra produktion
Holdbarhed, åbnet	24 timer håndteret rent, til samme patient
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 stk	44 cm	12 cm	15.4 cm	4030539077125
stk	1 stk				4030539076487



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE