



Varenummer 226843

Skyllevæske, 15 ml, NaCl 0,9%, isotonisk, steril



Produktbeskrivelse

Steril skyllevæske af isotonisk NaCl 0,9%. Anvendes til skylning af sår og øjne. Til soignering af sår og hud. Kan desuden anvendes til skylning af øjne, til fyldning af vandfordamper, samt til skylning og rengøring af instrumenter. Må ikke anvendes til IV brug. Er til engangsbrug og kasseres efter brug. Bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn.

Specifikationer

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Skyllevæske |
| Features | NaCl 0,9%, isotonisk, steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Tekniske ingredienser | Sodium chloride 0.9%, PE bottle, sodium chloride 9g water for injection to 1000 ml. Osmolality approx./n.300 mosm/kg H ₂ O. pH approx./n.6. ISOTONIC. |
| Rumindhold, netto | 15 ml |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse IIb |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Må ikke bruges til injektion. Bruges kun hvis væsken er klar og beholderen intakt. |
| Holdbarhed | 3 år fra produktion |
| Holdbarhed, åbnet | 24 timer håndteret rent, til samme patient |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll | 300 stk | 34.5 cm | 20.5 cm | 22.6 cm | 23700028500056 |
| pk | 30 stk | 9.2 cm | 6.5 cm | 20.4 cm | |
| stk | 1 stk | | | | 3700028500052 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.