



Varenummer 226900

## Knapsonde-sæt, Mic-Key, Fr 14, 1,5cm, 10 ml

- ✓ Medicinsk silikone
- ✓ Lav profil
- ✓ Proximal anti-refluks ventil
- ✓ Secur-loc
- ✓ Silikone ballon
- ✓ Røntgenfast



### Produktbeskrivelse

Mic-Key er en udskiftningssonde i hudniveau. Den lille diskrete Mic-Key knap giver bevægelsesfrihed til børn og voksne med behov for sondeernæring. Tilpasses individuelt. Størrelse og længde er indgraveret og BAL-port er tydeligt markeret. Ballonen fyldes med postevand. Sæt indeholder: Mic-Key udskiftningssonde, Y-forlængerslange vinklet med ENFit (30 cm), Bolus-forlængerslange lige med ENFit (30 cm), 6 ml sprøjte, 35 ml sprøjte, gaze, brugervejledning. En Mic-Key mavesonde kan holde i 1-8 måneder. Holdbarheden varierer alt efter mængden af mavesyre, medicinforbrug, typen af sondemad samt antallet af træk og lignende som sonden udsættes for.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Knapsonde-sæt
Varemærke	Mic-Key
Størrelse	Fr 14
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% medicinsk silikone
Længde/dybde	1.5 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sygesikringsgruppe	6
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	19 cm	4 cm	10680651427271



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

 Produktet indeholder ikke latex.

Produktet er sterilt  
**STERILE**