



Varenummer 227437

Beholder, Serres, 1 l, klar, til poser



Produktbeskrivelse

Fås i 1, 2 og 3 liters beholder så de passer til poserne. Lukket sugesystem. Passer også til Serres poser med SAP.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	Serres
Farve	Klar
Features	Til poser
Materiale	PC, TPE
Rumindhold, brutto	1 l
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	EN 980
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 85°C og autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Størrelsen på beholder og sugepose skal matche til hinanden.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	45 stk	59.5 cm	40.5 cm	51.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.