



Varenummer 227442

Sugepose, Serres, 2 l, klar, indeholder 70 ml SAP, 7,2mm



Produktbeskrivelse

Sugepose der anvendes med de tilpassede sugebeholdere, som findes i str. 1 liter, 2 liter og 3 liter. Sættes sammen med kobling og derefter direkte til patientens sug. Posen har et hydrofobt filter, der fungerer som en bakteriebarriere samt tilbageløbsventil og forhindrer tilbageløb til sugekilden. Super absorberende materiale, SAP, gør at væsken omdannes til en geleeagtig substans inden for kort tid.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugepose
Varemærke	Serres
Farve	Klar
Features	Indeholder 70 ml SAP, 7,2mm
Materiale	PE, PP, SAP-pulver
Rumindhold, brutto	2 l
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 980
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	132 stk	59 cm	39.8 cm	51.7 cm	6418685019929
pk	22 stk	38 cm	29 cm	17 cm	6418685019912
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.