



Varenummer 227453

Sugepose, Serres, 1 l, klar, 7,2mm



Produktbeskrivelse

Sugepose der anvendes med de tilpassede sugesuger, som findes i str. 1 liter, 2 liter og 3 liter. Sættes sammen med kobling og derefter direkte til patientens sug. De har et hydrofobt filter, der fungerer som en bakteriebarriere, tilbageløbsventil og forhindrer tilbageløb til sugekilden.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugepose
Varemærke	Serres
Farve	Klar
Features	7,2mm
Materiale	PO
Rumindhold, brutto	1 l
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 980
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	216 stk	59.2 cm	39.5 cm	52 cm	6418685157027
pk	36 stk	38.7 cm	29.1 cm	17 cm	6418685157010
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.