

Varenummer 227465

Opkastningspose, 1,5 l, hvid, med målestreger, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes ved opkastning. Efter brug snøres posen sammen og lukkes ved hakket i kanten.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Opkastningspose
Farve	Hvid
Features	Med målestreger
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, PP
Rumindhold, brutto	1.5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	400 stk	54 cm	28 cm	36 cm	7395502001291
pk	50 stk	38 cm	14 cm	14 cm	7395502067303
stk	1 stk				5703538179921