



Varenummer 227467

Beholder, Serres, 3 l, klar, til poser

Produktbeskrivelse

Størrelsen på beholder og sugepose skal matche til hinanden. Fås i 1, 2 og 3 liters beholder så de passer til poserne. Lukket sugesystem. Passer også til Serres poser med SAP.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	Serres
Farve	Klar
Features	Til poser
Materiale	PC, TPE
Rumindhold, brutto	3 l
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Produkt- eller teststandarder	EN 980
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved 85°C og autoklaveres ved 121°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14 cm	14 cm	35 cm	6418685063496