



Varenummer 227499

Multidispenserbox, hvid, akryl, til vægophæng

- ✓ hygiejnisk
- ✓ kan hænges på væggen

Produktbeskrivelse

Let og hygiejnisk opbevaring af mange forskellige produkter, såsom hårnæ, overtrækssko, overtræksærmer eller ørepropper. Dispenseren er fremstillet af hvidfarvet akryl med klart frontlåg. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Produkterne dispenseres nemt og hygiejnisk via åbningen fortil. Kan stå eller hænges på væggen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Multidispenserbox
Farve	Hvid
Features	Til vægophæng
Materiale	Akryl
Længde/dybde	27 cm
Bredde	23 cm
Højde	34.5 cm
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	35.5 cm	28 cm	25 cm	3877000524273
stk	1 stk				