



Varenummer 227499

## Multidispenserbox, 27x23x34,5cm, hvid, akryl, til vægophæng

- ✓ hygiejnisk
- ✓ kan hænges på væggen

### Produktbeskrivelse

Let og hygiejnisk opbevaring af mange forskellige produkter, såsom hårnet, overtrækssko, overtræksærmer eller ørepropper. Dispenseren er fremstillet af hvidfarvet akryl med klart frontlåg. Genopfyldes nemt ved at løfte låget foroven. Produkterne dispenseres nemt og hygiejnisk via åbningen fortil. Kan stå eller hænges på væggen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Multidispenserbox
Farve	Hvid
Features	Til vægophæng
Materiale	Akryl
Længde/dybde	27 cm
Bredde	23 cm
Højde	34.5 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	35.5 cm	28 cm	25 cm	3877000524273
stk	1 stk				