



Varenummer 227505

**Sprøjte, Omnifix Solo, 100 ml,
transparent, med skrå kateterspids,
centreret, 3 komponent**

Produktbeskrivelse

Engangs sprøjte til skylning, optræk, injektion og blodprøvetagning. Transparent med let-læselig sort markering



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	Omnifix
Vareserie	Solo
Sekundær farve	Transparent
Features	Med skrå kateterspids, centreret, 3 komponent
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	100 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 stk	57 cm	26 cm	44 cm	4022495188434
stk	1 stk				



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.