



Varenummer 227509

Mikrocentrifugerør, Sarstedt, 1,5 ml, klar, PP, med graduering, skrivefelt og easy cap

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med afpipettering før centrifugering. Specielt velegnet til arbejdsrutiner, hvor låget åbnes og lukkes mange gange, grundet easy cap låget. Rørene kan centrifugeres ved max 20000 x g. Velegnede til frysning ned til -86 grader C og kan auoklaveres ved 121 grader C

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mikrocentrifugerør
Varemærke	Sarstedt
Farve	Klar
Features	Med graduering, skrivefelt og easy cap
Materiale	PP
Længde/dybde	39 mm
Diameter	10.8 mm
Rumindhold, brutto	1.5 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	500 stk	32 cm	28 cm	8 cm	4038917161657
kll	500 stk	33 cm	33 cm	5 cm	
stk	1 stk				