

Varenummer 227518

Pipettespidser, klar, universal, 1000 µl

Produktbeskrivelse

Pipettespidser af høj kvalitet. Spidserne kan bruges til alle kendte pipettemærker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipettespidser
Farve	Klar
Features	Universal, 1000 µl
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	768 stk	42 cm	18.5 cm	12 cm	
pk	96 stk	12 cm	8.5 cm	10.2 cm	
stk	1 stk				